

## Combi Taq DNA polymeráza

(katalogové číslo C205, C206, C207)

rev. 01/2022

### Popis

Combi Taq DNA polymeráza je modifikací produktu Taq DNA polymerázy Unis (kat. č. T037-T039) od které se liší přidavkem monoklonální protilátky anti-Taq, která umožňuje „hot-start“ blokující předčasnou aktivaci DNA polymerázy, což přispívá k vysoké specifitě reakce. Dalším rozdílem je nižší koncentrace polymerázy (1 U/μl), což umožňuje přesnější dávkování enzymu.

### Hot Start

- Tento produkt obsahuje monoklonální protilátku, která se specificky váže na Taq DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickou aktivitu až do prvního denaturačního kroku. Při teplotě 94°C dochází k irreverzibilní denaturaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tímto způsobem výrazně klesá tvorba nespecifických DNA fragmentů v důsledku aktivity polymerázy před prvním cyklem PCR.

### Taq DNA polymeráza

Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym pocházející z bakterie *Thermus aquaticus*. Tento enzym katalyzuje syntézu komplementárního řetězce DNA ve směru 5'→3' a také vykazuje exonukleázovou aktivitu ve směru 5'→3'. Při amplifikaci DNA fragmentů Taq polymeráza často přidává na 3' konec přesahující adenosin, který lze využít pro tzv. TA klonaci PCR produktů. Tato polymeráza však nemá exonukleázovou aktivitu ve směru 3'→5' a v důsledku toho není schopna opravovat chyby vzniklé při amplifikaci. Výhodou tohoto enzymu je jeho vysoká aktivita (amplifikace 1000 párů bází (bp) trvá < 1 minutu); nevýhodou je výskyt chyb při replikaci (přibližně 1 chyba na 10<sup>5</sup> až 10<sup>6</sup> syntetizovaných párů bází). Hlavní využití Taq DNA polymerázy je v diagnostické analýze přítomnosti specifických fragmentů DNA pomocí PCR až do velikosti kolem 5000 bp.

### Technické údaje

#### Komponenty a balení

- Combi Taq DNA polymeráza je dodávána v koncentraci 1 U/μl. V základním balení jsou 1 zkumavka obsahující 500 U/500 μl (kat. č. **C205**), 5 zkumavek po 500 U/500 μl (kat. č. **C206**) nebo 10 zkumavek po 500 U/500 μl (kat. č. **C207**).
- Ke každé zkumavce s Combi Taq DNA polymerázou je přidána 1 zkumavka (1,5 ml) s 10x reakčním pufrům (zelené víčko kat. č. **T029**) a jedna zkumavka (1,5 ml) s 10x PCR Blue buffer, který vykazuje vyšší toleranci k suboptimálním koncentracím Mg<sup>2+</sup> (modré víčko kat. č. **T058**).

Pro optimalizaci koncentrace MgCl<sub>2</sub> lze objednat 10x konc. reakční pufr bez MgCl<sub>2</sub>, ke kterému je dodáván 25 mM MgCl<sub>2</sub> v samostatné zkumavce (kat. č. **T035**), nebo 10x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl<sub>2</sub> s 25 mM MgCl<sub>2</sub> v samostatné zkumavce (kat. č. **T059**).

#### Skladování

- Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

#### Složení

- Skladovací pufr pro Combi Taq DNA polymerázu: 20 mM Tris-HCl, pH 8,0 (25°C), 100 mM KCl, 0,02 mM EDTA, 0,2 mM DTT, 0,1% Nonidet P-40, 0,1% Tween 20, 50% glycerol.
- 10x reakční pufr (zelené víčko): 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 500 mM KCl, 1% Triton X-100, 15 mM MgCl<sub>2</sub> (zelené víčko).
- 10x konc. PCR Blue Buffer (modré víčko): 750 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 200 mM (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 1% Tween 20, 25 mM MgCl<sub>2</sub> (modré víčko).

#### Aktivita

- Jedna jednotka aktivity (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje zabudování 10 nmol dNTP během 30 min při 72°C do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou. Reakce probíhá v objemu 50 μl v pufru obsahujícím 10 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 mM MgCl<sub>2</sub>, 200 μM dATP, dCTP, dGTP a [α-<sup>32</sup>P]dTTP, 50 μg/ml denaturované DNA, 0,5 μM primer a 0,2 - 0,5 U enzymu.

## Kontrola kvality

- Čistota Combi Taq DNA polymerázy je ověřována metodou SDS PAGE. Enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.
- Každá výrobní šarže Combi Taq DNA polymerázy je testována na schopnost amplifikovat fragment genu savčí genomové DNA pomocí PCR. Výsledný produkt je analyzován elektroforézou na agarózovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu; pouze očekávaný fragment DNA je produkován.

## Protokol

### Základní protokol

Tento protokol slouží jako výchozí návod pro přípravu a průběh PCR. V některých případech je však nutné optimalizovat reakční podmínky. Především se jedná o nastavení teplot dosedání primerů a eventuálně nalezení optimální koncentrace MgCl<sub>2</sub>.

1. V tenkostěnné zkumavce pro PCR smíchat na ledu jednotlivé komponenty <sup>1</sup>:

	PCR v 50 µl	Výsledná koncentrace
10x reakční pufr s 15 mM MgCl <sub>2</sub> <sup>2</sup>	5 µl	1x reakční pufr s 1,5 mM MgCl <sub>2</sub>
PCR dNTP mix (10 mM každý) (kat. č. P041)	1 µl	0,2 mM každý dNTP
5' primer (50 µM)	0,5 µl	0,5 µM
3' primer (50 µM)	0,5 µl	0,5 µM
Combi Taq DNA polymeráza (1U/µl)	2,5 ul	2,5 U (0,05 U/µl)
Templátová DNA (1 ng/µl – 1 µg/µl)	1 ul	0,02 ng/µl – 0,02 µg/µl
PCR H <sub>2</sub> O (kat. č. P042)	39,5 ul	

<sup>1</sup> Při testování více vzorků DNA je výhodné připravit tzv. Master Mix, ve kterém jsou objemy jednotlivých komponent násobkem počtu vzorků plus jeden. Master Mix je poté rozdělen po 49 µl do zkumavek a do každé z nich je přidán 1 µl studovaného vzorku DNA.

<sup>2</sup> V případě potřeby je možné použít 10x reakční pufr bez MgCl<sub>2</sub> a optimalizovat koncentraci MgCl<sub>2</sub> (viz. níže).

2. Vzorky jemně promíchat a stočit.
3. Pokud je používán PCR cykler bez vyhřívání víčka, převrstvit reakční směs 25 µl PCR oleje (kat. č. P043).
4. Na teplotním cykleru provést PCR s následujícími cykly:

	Teplota	Doba	Počet cyklů
Úvodní denaturace	94°C	3 min	1
Denaturace	94°C	30 s	25-35
Nasednutí primerů	55-68°C <sup>1</sup>	30 s	
Extenze	72°C	1 min na 1 kb	
Finální extenze	72°C	10 min	1
Chlazení	4°C		

<sup>1</sup> Je vhodné zjistit experimentálně; obvykle o 5°C nižší než teplota tání (T<sub>m</sub>) primerů.

5. Získané PCR produkty lze smíchat s vkladacím pufrům (kat. č. P048) a analyzovat pomocí elektroforézy v agarózovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu nebo skladovat při -20°C.

## Optimalizace koncentrace MgCl<sub>2</sub>

Koncentrace 1,5 mM MgCl<sub>2</sub> je vhodná pro většinu PCR. Nicméně pro některé amplifikace je nutné najít optimální koncentraci MgCl<sub>2</sub>. V tom případě je vhodné specifikovat při objednávce požadavek na dodání 10x reakčního pufru bez MgCl<sub>2</sub>, ke kterému je dodáván 25 mM MgCl<sub>2</sub> v samostatné zkumavce (T035).

1. Připravit na ledu Master Mix bez MgCl<sub>2</sub> smícháním následujících komponent:

10x konc. reakční pufr bez MgCl <sub>2</sub>	40 µl
PCR dNTP mix (10 mM každý)	8 µl
5´ primer (50 µM)	4 µl
3´ primer (50 µM)	4 µl
Combi Taq DNA polymeráza (1U/µl)	20 µl
Templátová DNA (1 ng/µl - 1 µg/µl)	8 µl
PCR H <sub>2</sub> O	252 µl
<b>Celkový objem</b>	<b>336 µl</b>

2. Master Mix jemně promíchat, stočit a rozdělit po 42 µl do 7 zkumavek.
3. Do jednotlivých zkumavek doplnit 25 mM MgCl<sub>2</sub> a PCR H<sub>2</sub>O podle schématu (na celkový objem 50 µl):

Číslo zkumavky	25 mM MgCl <sub>2</sub>	PCR H <sub>2</sub> O	Finální konc. MgCl <sub>2</sub>
1	1 µl	7 µl	0,5 mM
2	2 µl	6 µl	1,0 mM
3	3 µl	5 µl	1,5 mM
4	4 µl	4 µl	2,0 mM
5	5 µl	3 µl	2,5 mM
6	6 µl	2 µl	3,0 mM
7	8 µl	0 µl	4,0 mM

4. Provést PCR (viz. výše), výsledné vzorky analyzovat pomocí elektroforézy v agarózovém gelu v přítomnosti etidium bromidu a určit nejvhodnější koncentraci MgCl<sub>2</sub>.

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
C205	Combi Taq DNA polymeráza	500 U
C206	Combi Taq DNA polymeráza	5x 500 U
C207	Combi Taq DNA polymeráza	10x 500 U
T029	10x konc. reakční pufr	1,5 ml
T035	10x konc. reakční pufr bez MgCl <sub>2</sub> +MgCl <sub>2</sub>	1,5 ml + 0,5 ml
T058	10x konc. PCR Blue Buffer	1,5 ml
T059	10x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl <sub>2</sub> +MgCl <sub>2</sub>	1,5 ml + 0,5 ml

