

## PCR H<sub>2</sub>O

SPECIÁLNĚ UPRAVENÁ VODA PROSTÁ RNÁZ A DNÁZ  
(katalogové číslo P042, P242, P442)

rev. 01/2017

### Popis

Jedná se o ultračistou vodu (18 Mohm.cm, ultrafiltrovaná), ze které byly odstraněny RNázy působením diethylpyrokarbonátu a autoklávováním.

### Technické údaje

#### **Skladování**

- Skladovat při pokojové teplotě.

#### **Balení**

- PCR H<sub>2</sub>O se dodává ve zkumavkách se šroubovacím uzávěrem o objemu 15 ml (P042) a 10x 15 ml (P242)
- PCR H<sub>2</sub>O box se dodává ve zkumavkách o objemu 50x 2.0 ml v plastové krabičce (P442).

#### **Kontrola kvality**

- Každá šarže PCR H<sub>2</sub>O je testována v RT-PCR testu.

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P042	PCR H <sub>2</sub> O	15 ml
P242	PCR H <sub>2</sub> O	10x 15 ml
P442	PCR H <sub>2</sub> O box	50x 2.0 ml

