




Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás informovat, že jsme uvedli na trh
tři nové produkty, které významným způsobem
zkvalitňují provádění qPCR v multi-jamkových destičkách:

qPCR Visible Blue Mark



Barvivo, které zvyšuje vizibilitu reakčních směsí a přitom je kompatibilní s PCR master mixy Top-Bio provenience. Toto barvivo neovlivňuje účinnost PCR a neinterferuje s široce používanými fluorescenčními barvivy pro qPCR (SYBR Green, Eva Green) nebo sondami.



obrázek: qPCR Visible Blue Mark usnadňuje pipetování do multi-jamkových destiček (vlevo) a přitom nemá efekt na průběh qPCR (vpravo).
Podrobnější informace k tomuto barvivu a obrázkům jsou na webových stránkách Top-Bio, s.r.o..

qPCR 2x SYBR Master Mix_BLUE



Jedná se o master mix široce využívaný pro qPCR analýzu s použitím interkalačního barviva SYBR Green I a doplněný o qPCR Visible Blue Mark.

qPCR 2x Blue Master Mix_BLUE



Jedná se o master mix široce využívaný pro qPCR analýzu s použitím sond typu TaqMan a doplněný o qPCR Visible Blue Mark.

Ačkoliv doplnění tradičních Top-Bio master mixů barvivem významným způsobem zvyšuje komfort při PCR analýzách, **ceny těchto produktů jsou stejné jako u původních master mixů Top-Bio provenience bez barviva.**

Podrobnější informace k těmto novinkám včetně ceníků jsou na webových stránkách Top-Bio.
<https://www.top-bio.cz/>

V souvislosti s problematikou uzávěrek rozpočtových organizací ke konci roku Vám nabízáme možnost předplacení si našich výrobků. Vystavíme Vám obratem fakturu v letošním roce a v příštích letech Vám budeme dodávat zboží dle Vaší aktuální potřeby.

S pozdravem,
tým pracovníků Top-Bio